


Поликлональное Антитело Против $\text{AMPK}\beta 1$ (Валидировано Методом Ko) Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc И Elisa - Q9Y478

Артикул: CM0013579



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на субъединицу $\text{AMPK}\beta 1$ (PRKAB1), валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментном анализе (ELISA). Определяет $\text{AMPK}\beta 1$ человека, мыши и крысы. Подходит для исследований энергетического метаболизма, AMPK-сигналинга и метаболических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	[KO Validated] $\text{AMPK}\beta 1$ Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	AMPK; $\text{NAMPK}\beta$; $\beta 1$
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5564
GeneID	5564
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-80 человеческого $\text{AMPK}\beta 1$ (NP_006244.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y478
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом