

Моноклональное Антитело К Ankrd1 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - Q15327

Артикул: CM0005691

введение

Кроличье моноклональное антитело к ANKRD1, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с человеческим и мышиным ANKRD1 (36 кДа) — кардиальным белком с анкириновыми повторами, участвующим в активации эндотелия и регуляции сердечных генов. Идеально для исследований в области ИВД и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело к ANKRD1 (кролик)
Примечания/Альтернативные названия	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2; ANKRD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27063
GeneID	27063
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого ANKRD1 (NP_055206.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15327
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом