

Анти-Ankrd1 Кроличий Polymab® Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15327

Артикул: CM0006709

введение

Высококачественный кроличий PolymAb® Anti-ANKRD1, валидированный для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный ANKRD1 (CARP), сердечный транскрипционный фактор и маркер активации эндотелия. Подходит для исследований апоптоза и сердечно-сосудистой системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ANKRD1 кроличий PolymAb®
Примечания/Псевдоним	ALRP; CARP; C-193; CVARP; MCARP; bA320F15.2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27063
ID гена	27063
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого ANKRD1 (NP_055206.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15327
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом