


Моноклональное Антитело Против Аннексина A11 Для Вб, Ифа - P50995

Артикул: CM0002326



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Аннексина A11, валидированное для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Подходит для работы с образцами человека и мыши. Обнаруживает полосу с молекулярной массой 54 кДа. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и цитокинеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Annexin A11 кроличье мкАт
Примечания/Альтернативные названия	ALS23; ANX11; CAP50; CAP-50; IBMWMA; Аннексин A11
Вид	Человек
ID гена (человек)	311
ID гена	311
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 276-505 человеческого Аннексина A11 (NP_001148.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P50995
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	С холодоэлементом