

Антитела Кролика Моноклональные Против Аннексина A5/Аннексина V Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P08758

Артикул: CM0007856



введение

Высококачественные моноклональные кроличьи антитела против Аннексина A5/Аннексина V, валидированные для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Молекулярная масса 36 кДа. Идеальны для исследований гемостаза и тромбоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Аннексин A5/Аннексин V, кроличьи mAb
Примечания/Псевдонимы	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha; Аннексин A5/Аннексин V
Вид	Человек
ID гена (Человек)	308
ID гена	308
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 221-320 человеческого Аннексина A5 (NP_001145.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08758
Молекулярный вес белка	36 кДа
Доставка	Сумка со льдом