

Поликлональное Антитело Против AP2A1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O95782

Артикул: CM0025264

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий AP2A1 (субъединица альфа-1 адаптерного белкового комплекса 2). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований эндоцитоза и мембранного трафика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AP2A1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ADTAA; CLAPA1; AP2-ALPHA; AP2A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	160
GeneID	160
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого AP2A1 (NP_055018.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95782
Молекулярная масса белка	108 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом