

Моноклональное Антитело Против Ар2А2/Альфа2-Адаптина Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O94973

Артикул: CM0003898

введение

Кроличье моноклональное антитело CamelBio к Альфа2-адаптину/AP2A2 валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяет AP2A2 человека и мыши — ключевой клатриновый адаптор в эндоцитозе. Идеально для исследований в нейронауках и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Альфа2-адаптину/AP2A2
Примечания/Альтернативные названия	HIP9; HYPJ; ADTAB; HIP-9; CLAPA2; Alpha2-adaptin/AP2A2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	161
ID гена	161
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 590-939 человеческого Альфа2-адаптина/AP2A2 (NP_036437.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O94973
Молекулярная масса белка	104 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом