


Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Аробес2 Для Wb И Elisa — Q9Y235

Артикул: CM0020431



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого APOBEC2 (ARP1/ARCD1), валидированные для WB и ELISA. Перекрёстно реагируют с белками человека, мыши и крысы. Подходят для исследований эпигенетики и биологии мышечной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела APOBEC2
Примечания/синонимы	ARP1; ARCD1; APOBEC2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10930
Идентификатор гена	10930
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-224 человеческого APOBEC2 (NP_006780.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y235
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом