


Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Аробес3А Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P31941

Артикул: CM0018449



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого АРОВЕС3А (АЗА) для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознают фермент редактирования ДНК массой 23 кДа, участвующий в антивирусной защите и ограничении ретротранспозонов. Перекрестная реакция с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АРОВЕС3А Кролик pAb
Примечания/Псевдоним	АЗА; ARP3; PHRBN; bK150C2.1; АРОВЕС3А
Вид	Человек
GeneID (Человек)	200315
GeneID	200315
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-199 человеческого АРОВЕС3А (NP_663745.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31941
Молекулярный вес белка	23kDa
Доставка	Сумка со льдом