

Поликлональные Антитела Против Апоа-II Для Вб, Иф/Ихц, Ифа - P02652

Артикул: CM0014641

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому аполипопротеину A2 (ApoA-II), валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным и крысиным антигеном. Подходят для изучения метаболизма ЛПВП, транспорта липидов и сердечно-сосудистых заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Аполипопротеин A2, кроличьи пкАт
Примечания/алиасы	apoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoprotein A2
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	336
ID гена	336
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого аполипопротеина A2 (NP_001634.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02652
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	Холодильный пакет