

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Аполипопротеина A2 Для Wb, If-P, Ифа - P02652

Артикул: CM0009060

введение

Рекомбинантные кроличьи моноклональные антитела, нацеленные на человеческий аполипопротеин A2 (apoA-II), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P) и ИФА. Обнаруживают ApoA2 человека, мыши и крысы. ApoA2 является основным аполипопротеином ЛВП, участвующим в транспорте и метаболизме липидов, поэтому это антитело идеально подходит для исследований сердечно-сосудистой системы и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи моноклональные антитела к аполипопротеину A2
Примечания/алиасы	apoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoprotein A2
Вид	Человек
ID гена	336
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческого аполипопротеина A2 (NP_001634.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P02652
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладагентом