

Кроличья Поликлональная Антитела Против Appbp2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q92624

Артикул: CM0022566



введение

Кроличьи поликлональные антитела к APPBP2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА на человеке, мыши, крысе. Нацелены на амилоид-связывающий белок 2, ключевой компонент распознавания субстрата Cul2 в убиквитинировании белков. Идеальны для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к APPBP2
Примечания/Альтернативные названия	PAT1; APP-BP2; HS.84084; APPBP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10513
GeneID	10513
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 386-585 человеческого APPBP2 (NP_006371.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92624
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом