

Поликлональное Антитело Против Aqp2 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P41181

Артикул: CM0021623



введение

AQP2 Rabbit pAb — поликлональное антитело для WB, IF-P, IHC-P и ELISA; выявляет AQP2 человека с перекрёстной реактивностью к белкам мыши и крысы. Подходит для исследований транспорта воды в почках и несахарного диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AQP2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	NDI2; AQP-CD; WCH-CD; AQP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	359
GeneID	359
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 147–271 человеческого AQP2 (NP_000477.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P41181
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Хладагент