

Анти-Arhgap4 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98171

Артикул: CM0022493



введение

Поликлональные кроличьи антитела к ARHGAP4, белку, активирующему GTPase Rho и участвующему в регуляции стрессовых волокон. Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, реагируют с видами человек, мышь, крыса. Идеальны для исследований гемопоэтических клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARHGAP4 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	C1; RGC1; p115; SrGAP4; RhoGAP4; ARHGAP4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	393
GeneID	393
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 900 до С-конца человеческого ARHGAP4 (NP_001158213.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P98171
Молекулярный вес белка	105кДа
Доставка	Ледяной пакет