

Кроличья Поликлональная Антитело Против Arid1A Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O14497

Артикул: CM0023998



введение

Кроличья pAb против ARID1A, валидированная для WB и ELISA, реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований ремоделирования хроматина в области нейроразвития и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARID1A Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	ELD; B120; CSS2; OSA1; P270; hELD; BM029; MRD14; hOSA1; BAF250; C1orf4; BAF250a; SMARCF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8289
GeneID	8289
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2195-2285 человеческого ARID1A (NP_006006.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14497
Молекулярный вес белка	242кДа
Доставка	С ледяным пакетом