

Анти-Arl4A Поликлональные Антитела Кролика Для IHC-P, IF/ICC, Elisa - P40617

Артикул: CM0019054

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого ARL4A, валидированные для IHC-P, IF/ICC, ELISA. Взаимодействуют с белком ARL4A человека, мыши и крысы. Подходят для изучения опосредованного малыми GTPазами мембранного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARL4A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ARL4; ARL4A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10124
ID гена	10124
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 121-200 человеческого ARL4A (NP_001032241.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P40617
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом