

Поликлональные Антитела Против ARL6IP1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (IHC-P), Ифа (Elisa) - Q15041

Артикул: CM0023584

введение

Кроличьи поликлональные антитела против ARL6IP1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА. Подходят для образцов человека, мыши и крысы. Полезны для исследований апоптоза, трубок эндоплазматического ретикулума и транспорта глутамата.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ARL6IP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	AIP1; ARMER; SPG61; ARL6IP; ARL6IP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23204
GeneID	23204
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ARL6IP1 (NP_055976.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15041
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом