

Кроличье Моноклональное Антитело Против Armet/Arp/Manf Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P55145

Артикул: CM0002858



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого ARMET/ARP/MANF, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Для исследований в нейронауках и изучения стресса эндоплазматического ретикулума. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против ARMET/ARP/MANF
Примечания/Альтернативные названия	ARP; ARMET; ARMET/ARP/MANF
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7873
GeneID	7873
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-182 человеческого MANF (NP_006001.5).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55145
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом