

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Armet/Arp/Manf Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — P55145

Артикул: CM0025156



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому MANF (ARMET/ARP), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA). Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований нейротрофических факторов и стресса эндоплазматической сети.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	ARMET/ARP/MANF кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	ARP; ARMET; ARMET/ARP/MANF
Вид	Человек
ID гена (человек)	7873
ID гена	7873
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 25-182 человеческого ARMET/ARP/MANF (NP_006001.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55145
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодильный пакет