

Кроличыи Поликлональные Антитела К Arnt2 Для Wb И Elisa - Q9Hbz2

Артикул: CM0029319

введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку ARNT2 (bHLHe1) человека для методов WB и ELISA. Перекрестно реагируют с мышами и крысами. Идеально подходят для изучения регуляции транскрипции, развития гипоталамо-гипофизарной системы и ядерной сигнализации. ~79 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к ARNT2
Примечания/Синонимы	WEDAS; bHLHe1; ARNT2
Вид	Человек
Идентификатор гена	9915
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 440-690 ARNT2 человека (NP_055677.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9HBZ2
Молекулярная масса белка	79 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом