


Поликлональное Антитело Anti-Arpc2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии (Ihc-P), Elisa - O15144

Артикул: CM0014659



введение

Кроличье поликлональное антитело Anti-ARPC2 для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P), ELISA. Нацелено на человеческий белок ARPC2 (p34-Arc), компонент комплекса Arp2/3, участвующий в полимеризации актина. Валидировано на образцах человека, мыши, крысы.

[Узнать больше](#)

Основной параметр	Спецификация
Название продукта	ARPC2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ARC34; PRO2446; p34-Arc; PNAS-139; ARPC2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10109
ID гена	10109
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого ARPC2 (NP_690601.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15144
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом