


Поликлональное Антитело Против Arsa Для Вб И Ифа - P15289

Артикул: CM0023390



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому ARSA, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (ВБ) и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным белком. Идеально подходит для исследований метаболизма лизосомальных сульфатидов и метакроматической лейкодистрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ARSA Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	ASA; MLD; ARSA
Вид	Человек
ID гена (человек)	410
ID гена	410
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 210-509 человеческого ARSA (NP_000478.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P15289
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодопак