

Поликлональные Антитела К Asb17 Для Wb, Elisa - Q8Vhp9

Артикул: CM0021669

введение

Кроличьи поликлональные антитела к ASB17 (белок 17 с анкириновыми повторами и SOCS-боксом). Подходят для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагируют с белками человека и крысы. Молекулярная масса белка составляет примерно 34 кДа. Только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASB17 Rabbit pAb (кроличьи поликлональные антитела)
Примечания/Синонимы	4933436O18Rik; ASB17
Вид	Человек
GeneID (человек)	66772
GeneID	66772
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 78-177 мышиного ASB17 (NP_080034.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q8VHP9
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом