

Мышиное Моноклональное Антитело Кролика Против Ascl4 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q6Xd76

Артикул: CM0006492

введение

Высококачественное мышиное моноклональное антитело кролика против ASCL4 для WB, IF/ICC и ELISA. Специфично к человеческому ASCL4 — фактору транскрипции, участвующему в развитии кожи. Подходит для исследований в области дерматологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASCL4 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	ASH-4; HASH4; bHLHa44; ASCL4
Вид	Человек
GeneID	121549 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого ASCL4 (NP_982260.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q6XD76
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом