


Кроличыи Поликлональные Антитела К Asc/Tms1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — Q9ULZ3

Артикул: CM0023109



введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий ASC/TMS1 (Q9ULZ3). Подходит для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA). Реагирует перекрестно с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований апоптоза и инфламмасом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASC/TMS1 кроличыи пАт
Примечания/псевдонимы	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
Вид (антиген)	Человек
ID гена (человек)	29108
ID гена	29108
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-91 человеческого ASC/TMS1 (NP_037390.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9ULZ3
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодовой пакет