

Кроличья Поликлональная Антитело Против Asns Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P08243

Артикул: CM0026251



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против ASNS, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для исследований биосинтеза аспарагина и регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ASNS Rabbit pAb
Примечания/алиасы	TS11; ASNSD; ASNS
Вид	Человек
GeneID (человек)	440
GeneID	440
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 212-561 человеческого ASNS (NP_001664.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08243
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладагентом