

Анти-Aspa Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, If/Icc, Elisa - P45381

Артикул: CM0026158



введение

Поликлональные кроличьи антитела против аспартоацилазы (ASPA) для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходят для изучения метаболизма N-ацетиласпартата, поддержания белого вещества и болезни Канавана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASPA кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ASP; ACY2; ASPA
Вид	Человек
GeneID (человек)	443
GeneID	443
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-313 человеческого ASPA (NP_001121557.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45381
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом