

Кроличья Поликлональная Антитело К Atf3 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P18847

Артикул: CM0017091

введение

Кроличья поликлональная антитело, специфичная к ATF3, валидирована для использования в WB, IHC-P и ELISA. Подходит для изучения регуляции транскрипции, индуцированной стрессом. Перекрестная реакция с человеческим и мышинным ATF3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATF3 Кроличья pAb
Примечания/Алиас	ATF3
Вид	Человек
ID гена (человек)	467
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-181 человеческого ATF3 (NP_001665.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P18847
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами