

Кроличья Поликлональная Антитело Против Atf7 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P17544

Артикул: CM0026486

введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого ATF7, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. ATF7 является регулятором хроматина, реагирующим на стресс, и участвует в врожденном иммунитете, дифференцировке адипоцитов и поддержании теломер.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATF7 кролика pAb
Примечания/Псевдоним	ATFA; ATF7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11016
GeneID	11016
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17544
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	В ледяном пакете