

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Atg12 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O94817

Артикул: CM0002160



введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого ATG12 (APG12L) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидированы для исследований аутофагии с перекрестной реактивностью с образцами человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATG12 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9140
ID гена	9140
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 41-140 человеческого Apg12 (O94817).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O94817
Молекулярный вес белка	15 кДа
Доставка	С ледяным пакетом