


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Atg9B Для Wb, If-P, Ифа — Q674R7

Артикул: CM0027013



введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого ATG9B, валидированные для вестерн-блотирования, иммунофлуоресценции и ИФА. Подходят для образцов человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований аутофагии и клеточной смерти.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATG9B кроличьи rAb
Примечания/Алиасы	SONE; APG9L2; NOS3AS; ATG9B
Вид	Человек
ID гена	285973
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 715–924 человеческого ATG9B (NP_001303985.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q674R7
Молекулярная масса белка	101 кДа
Доставка	Холодовой пакет