

Поликлональные Антитела Против Atoh8 Для Вб И Ифа - Q96Sq7

Артикул: CM0024321

введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий АТОН8 — транскрипционный фактор типа bHLH. Валидированы для ВБ и ИФА, обладают перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным гомологами. Подходят для исследований клеточной дифференцировки, эндотелиальной функции и процессов развития организма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	АТОН8 кроличья пАт
Примечания/Синонимы	НАТН6; bHLHa21; АТОН8
Вид	Человек
ID гена (человек)	84913
ID гена	84913
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150-250 человеческого АТОН8 (NP_116216.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96SQ7
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладагентом