

Поликлональные Антитела Против Atp10A Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O60312

Артикул: CM0024155

введение

Кроличьи поликлональные антитела, специфичные к человеческому АТР10А, подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелены на АТФазу транспортировки фосфолипидов VA, ключевой фермент в поддержании асимметрии мембранных липидов и клеточной адгезии. Только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АТР10А Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	АТРVА; АТРVС; АТР10С; АТР10А
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57194
GeneID	57194
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 440-690 человеческого АТР10А (NP_077816.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60312
Молекулярный вес белка	168 кДа
Доставка	С ледяным пакетом