

Поликлональные Антитела Против Atp5J2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P56134

Артикул: CM0019905



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого ATP5J2, подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с мышью и крысой. Идеальны для изучения комплекса АТФ-синтазы митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к ATP5J2
Примечания/Псевдоним	ATP5J2, ATP5JL
Вид	Человек
ID гена	9551
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-94 человеческого ATP5J2 (NP_004880.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P56134
Молекулярный вес белка	11кДа
Доставка	Сумка со льдом