


Поликлональное Антитело Против Atp6V1E1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P36543

Артикул: CM0026234



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на ATP6V1E1, подходит для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Необходимо для исследований комплекса V-АТФазы и транспорта ионов — P36543

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATP6V1E1 кроличье pAb
Примечания/синонимы	P31; Vma4; ATP6E; ARCL2C; ATP6E2; ATP6V1E; ATP6V1E1
Вид	Человек
ID гена (человек)	529
ID гена	529
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 77-226 белка человека ATP6V1E1 (NP_001687.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P36543
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладагентом