

Поликлональное Кроличье Антитело Против Atp8B3 Для Вестерн-Блота И Ифа — O60423

Артикул: CM0020605

введение

Кроличье поликлональное антитело против АТР8В3 — флиппазы АТФазы, транспортирующей фосфолипиды, критически важной для функции сперматозоидов. Валидировано для Вестерн-блота и ИФА с образцами человека. Молекулярная масса белка — 147 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АТР8В3 кроличье пАт
Примечания/Синонимы	АТРИК; АТР8В3
Вид	Человек
ID гена (человек)	148229
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 600-900 белка АТР8В3 человека (NP_620168.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60423
Молекулярная масса белка	147 кДа
Доставка	С ледяным пакетом