


Анти-Atr Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13535

Артикул: CM0003527



введение

Кроличье моноклональное антитело к ATR, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, распознающее человеческий и мышиный ATR (301 кДа). Идеально подходит для исследований реакции на повреждение ДНК, сигнальных путей контрольных точек и целостности ядерной оболочки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ATR кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	545
ID гена	545
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 2100-2200 человеческого ATR (NP_001175.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13535
Молекулярный вес белка	301кДа
Доставка	Сумка со льдом