


Моноклональное Анти-Auh Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13825

Артикул: CM0007050



введение

Кроличье mAb к Auh (Q13825), валидированное для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходит для изучения катаболизма лейцина в митохондриях и функций РНК-связывания.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Auh Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	Auh
Вид	Человек
GeneID (Человек)	549
GeneID	549
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 68-339 человеческого Auh (NP_001689.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13825
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом