

Кроличья Поликлональная Антитело К Anti-Avpr1A Для Wb, If/Icc, Elisa — P37288

Артикул: CM0026715



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого AVPR1A (вазопресинового рецептора V1a) для WB, IF/ICC, ELISA. Валидирована для исследований на человеке, мышах и крысах. Иммуноген — рекомбинантный (aa 349-418). Подходит для изучения социального поведения.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AVPR1A кроличья pAb
Примечания/аллиасы	V1aR; AVPR1; AVPR V1a; AVPR1A
Вид	Человек
ID гена	552
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 349-418 человеческого AVPR1A (NP_000697.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P37288
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего материала