


Анти-B4Galt1 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P15291

Артикул: CM0021511



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого B4GALT1 для Вестерн-блоттинга и ИФА. B4GALT1 — это галактозилтрансфераза мембраны аппарата Гольджи, участвующая в синтезе N-гликанов и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	B4GALT1 кроличий пАт
Примечания/Псевдонимы	GT1; GTB; CDG2D; GGTB2; B4GAL-T1; beta4Gal-T1; B4GALT1
Вид	Человек
Идентификатор гена	2683 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-215 человеческого B4GALT1 (NP_001488.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15291
Молекулярный вес белка	44 кДа
Доставка	Сумка со льдом