

Кроличья Поликлональная Антитело Против B4Galt2 Для Вб, Ифа - O60909

Артикул: CM0022645

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого B4GALT2, валидированная для Вестерн-блота и ИФА. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным материалом. Рекомбинантный иммуноген (а.к. 155-271). Предсказанная молекулярная масса 42 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	B4GALT2 кроличья пАнт
Примечания/Альтернативные названия	B4Gal-T2; B4Gal-T3; beta4Gal-T2; B4GALT2
Вид	Человек
ID гена (человек)	8704
ID гена	8704
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 155-271 человеческого B4GALT2 (NP_085076.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60909
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Хладоэлемент