

Кроличье Моноклональное Антитело Против Baf57/Smarce1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - Q969G3

Артикул: CM0012351



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому BAF57/SMARCE1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ICC, иммунопреципитации и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Обнаруживает субъединицу ремоделирования хроматина, критически важную для нейрогенеза и регуляции генов. Идеально для исследований в области эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело BAF57/SMARCE1
Примечания/Альтернативные названия	CSS5; BAF57; BAF57/SMARCE1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6605
ID гена	6605
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-100 человеческого BAF57/SMARCE1 (NP_003070.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/ICC (IF/ICC), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q969G3
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом