

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Bag4 Для Wb, IHC-P, Elisa - O95429

Артикул: CM0019277



введение

Поликлональные кроличьи антитела против BAG4, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ИФА (ELISA) в образцах человека, мыши и крысы. Направлены на BAG4 (SODD) — регулятор молекулярных шаперонов, ингибирующий HSP70 и предотвращающий конститутивную сигнализацию через TNFRSF1A.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BAG4 кроличьи пКлАн
Примечания/Альясы	SODD; BAG-4; BAG4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9530
ID гена	9530
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого BAG4 (NP_001191807.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95429
Молекулярная масса белка	50кДа
Доставка	Холодильный пакет