

Поликлональные Антитела К Bag5 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9UI15

Артикул: CM0028062



введение

Кроличьи поликлональные антитела к BAG5, валидированные для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Мишенью является ко-шаперон HSP70 — BAG5, который необходим для протеостаза и связан с кардиомиопатией. Идеально подходят для кардиологических исследований и изучения шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к BAG5
Примечания/Синонимы	BAG-5; CMD2F; BAG5
Вид	Человек
ID гена	9529
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 198-447 BAG5 человека (NP_004864.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UI15
Молекулярная масса белка	51 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом