

Кроличьи Поликлональные Антитела К Anti-Bak Для Wb, Elisa - Q16611

Артикул: CM0023664



введение

Кроличьи поликлональные антитела к Bak для WB и ELISA. Нацелены на регулятор апоптоза BAK (BCL2L7), который играет решающую роль в проницаемости внешней мембраны митохондрий. Перекрестная реакция с человеческими и мышиными белками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Bak кролик pAb
Примечания/Псевдоним	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
Вид	Человек
ID гена (Человек)	578
ID гена	578
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Bak (NP_001179.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q16611
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом