

Анти-Var1 Кроличья Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q92560

Артикул: CM0026333



введение

Кроличье поликлональное антитело к BAP1 для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC), ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный BAP1 (~80 кДа). Идеально подходит для изучения деубиквитинирования гистона H2A и регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BAP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	UBM2; UVM2; KURIS; TPDS1; UCHL2; hucер-6; HUCEP-13; BAP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8314
GeneID	8314
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого BAP1 (NP_004647.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92560
Молекулярный вес белка	80kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент