


Поликлональные Антитела Против Bax Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07812

Артикул: CM0013232



введение

Высококачественные поликлональные антитела против Bax, валидированные для вестерн-блоттинга, IHC-P, IF/ICC и ELISA; реагируют с Bax человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Bax Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BCL2 Associated X, Bcl-2-Like Protein 4, Bcl2-L-4, BCL2L4, BAX
Вид	Человек
GeneID (Человек)	581
GeneID	581
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого Bax (NP_620116.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07812
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом