

## Поликлональное Антитело Против Bc12 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q6Yul8

Артикул: CM0021922

### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на Bc12 (KIN4A) Oryza sativa, подходит для вестерн-блоттинга и ELISA. Валидировано для видов риса. Полезно для исследований биогенеза клеточной стенки и сигналинга гиббереллинов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | BC12 Rabbit pAb                                                                                                                                            |
| Примечания/Альтернативные названия | BC2; GDD1; KIF4-like; OsJ_28385; OJ1134_E08.39-1; OJ1134_E08.39-2; OJ1134_E08.39-3; BC12                                                                   |
| Вид                                | Oryza sativa (Рис посевной)                                                                                                                                |
| ID гена                            | 4346402                                                                                                                                                    |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 840-970 белка BC12 Oryza sativa. (Q6YUL8) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                     |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                                    |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ELISA                                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность          | Oryza sativa                                                                                                                                               |
| SWISS                              | Q6YUL8                                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка           | 116 кДа                                                                                                                                                    |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                          |