

Поликлональные Антитела Против Vcat2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа (Elisa) - O15382

Артикул: CM0026724



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого BCAT2 (митохондриальная аминотрансфераза разветвленных аминокислот). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BCAT2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BCAM; BCT2; HVLI; PP18; BCATM; BCAT2
Вид	Человек
GeneID (человек)	587
GeneID	587
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-392 человеческого BCAT2 (NP_001181.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O15382
Молекулярный вес белка	44 кДа
Доставка	С ледяным пакетом