


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Bckdha Для Wb, If/Icc, Elisa — P12694

Артикул: CM0018885



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого BCKDHA, валидированное для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA.

Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения метаболизма аминокислот с разветвлённой цепью и функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	BCKDHA, поликлональное антитело кролика
Примечания/синонимы	MSU; MSUD1; OVD1A; BCKDE1A; BCKDHA
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	593
Идентификатор гена	593
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 276–445 человеческого BCKDHA (NP_000700.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P12694
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом